

# AbutmentDesigner™

## Individuelle Abutments, Implantatbrücken und -stege

Die neue Generation des 3Shape AbutmentDesigner™ bietet umfangreiche neue Funktionen für das schnellere und individuellere Design von Abutments, zum Scannen von Wax-up-Abutments und -Implantatbrücken für das Kopierfräsen und die integrierte Konstruktion von Abutments, Verblendgerüsten und Kronen.


Die Anzahl unterstützter Implantatsysteme wird stetig erweitert.

Implantate zählen zu den am schnellsten wachsenden Bereichen der Zahnmedizin und weisen eine hohe Rentabilität auf. Mit Hilfe der neuesten Generation des AbutmentDesigner™ können die Labors diese Möglichkeiten bestmöglich ausnutzen.

3Shape AbutmentDesigner™ ermöglicht es Implantatversorgungen durch den Wegfall von Modellierung und Gießen einen deutlichen Zeit und Passungsvorteil zu erreichen, wodurch **die Rentabilität und die Zufriedenheit seitens des Zahnarztes erhöht werden**. Derzeit unterstützt der AbutmentDesigner™ mehr als 20 Implantatsysteme der wichtigsten Hersteller.

Die aktuell im AbutmentDesigner™ benutzten Implantatsystem-Bibliotheken werden von verschiedenen Firmen angeboten und umfassen sowohl Originalimplantate als auch Implantate von Fremdherstellern. Für das aktuelle Verzeichnis der Lieferanten und der unterstützten Systeme kontaktieren Sie bitte Ihren 3Shape-Partner.

Die derzeit angebotenen Materialien sind von den entsprechenden Anbietern abhängig, wohingegen mit dem AbutmentDesigner™ Abutments, Brücken und Stege aus verschiedenen Materialien konstruiert bzw. konfektions CAD/CAM-Abutments angewendet werden können, die dann mit einem individuell gefertigten Aufbau verklebt werden.




### Parametrisches Abutment-Design NEW

*Schneller und besser individualisierte Abutments mit neuen parametrischen Designeigenschaften, einfaches Gestalten von Emergenzprofilen und anatomischen Formen, unterstützt durch Echtzeit Differenzanzeige und 2D-Querschnitt.*



### Integrierte Konstruktion NEW

*Verbesserte Produktivität und Durchlaufzeit bei gleichzeitiger Konstruktion von individuellen Abutments, Verblendgerüsten und Kronen.*



### Scannen von Wax-ups NEW

*Scannen von Wax-up-Abutments und Wax-up-Implantatbrücken für das Kopierfräsen. Der Scan kann weiter verändert werden (z.B. Gesamt-reduzierung bzw. die Verwendung der Form-Werkzeuge).*



### Implantatbrücken und -stege

*Design von verschraubten Implantatbrücken und -stegen, wodurch Kosten für die Abutments eingespart und ein Passiv-Fit gewährleistet werden.*

## HIGHLIGHTS

- **Schneller und besser indiv. Abutments** - neue parametrische Konstruktion von 3Shape
- **Integrierte Konstruktion** - von individuellen Abutments, Verblendgerüsten und Kronen
- **Wax-up-Scan** - Scannen von Wax-up-Abutments und -Implantatbrücken für das Kopierfräsen
- **Rentabilität** - Steigerung der Rentabilität und der Zufriedenheit seitens des Zahnarztes
- **Implantatbrücken und -stege** - Konstruktion von verschraubten Implantatbrücken und -stegen